

Dispositivos disponibles en el bloque quirúrgico para la colocación de pacientes en posición de litotomía:

1. **Utilizar** preferentemente los soportes tipo “bota” (b, c), con apoyo de tercio inferior de pierna y pie, almohadillados
2. **Evitar** en la medida de lo posible el uso de soportes de tipo “ginecológico” (a), con apoyo fundamentalmente del paquete muscular de la pierna; sobre todo en caso de:
 - cirugías de larga duración
 - pacientes con sobrepeso y/o gran masa muscular en MMII

Objetivo: minimizar la incidencia de lesiones nerviosas, vasculares y síndrome compartimental asociados a la posición quirúrgica.

